

Clearblue® DIGITAL

ADVANCED Test de grossesse

Avec indicateur de semaines

- Si vous faites le test à la date prévue de vos règles, vous pouvez faire le test à n'importe quel moment de la journée pour savoir si vous êtes enceinte.
- Si vous faites le test avant la date prévue de vos règles, utilisez la première urine au réveil.
- Pour obtenir un résultat précis d'indicateur de semaines, vous devez utiliser la première urine au réveil.
- Évitez de boire une quantité excessive de liquide avant de faire le test.

Veillez lire ce feuillet attentivement avant de faire un test.

1 EFFECTUEZ LE TEST

Lorsque vous êtes prête à faire le test, retirez le bâtonnet de test de la pochette protectrice et enlevez le capuchon bleu. Utilisez le bâtonnet de test immédiatement.

NON PLUS VOUS POUVEZ FAIRE LE TEST SOUS VOTRE JET D'URINE

- Maintenez seulement la tige absorbante orientée vers le bas sous votre jet d'urine **pendant 5 secondes seulement.**
- Prenez soin de ne pas mouiller le bâtonnet de test.
- Vous pouvez ensuite remettre le capuchon et déposer le bâtonnet de test à plat.



OU

VOUS POUVEZ RECUEILLIR UN ÉCHANTILLON DE VOTRE URINE DANS UN RÉCIPENT PROPRE ET SEC

- Orientez la tige absorbante vers le bas et trempez-la dans l'urine **pendant 20 secondes seulement** comme le montre l'illustration.
- Vous pouvez ensuite remettre le capuchon et déposer le bâtonnet de test à plat.



N'orientez pas la tige absorbante vers le haut pendant le test.

2 ATTENDEZ...

- Le symbole du sablier clignotera pour vous indiquer que le test fonctionne.
- Lorsque le sablier arrêtera de clignoter, votre résultat sera affiché. Une fois le test complété, si le symbole du sablier ne s'affiche pas, *reportez-vous à la question 6 de la section Questions et réponses.*



3 LISEZ VOTRE RÉSULTAT

Le test de grossesse Clearblue® Advanced est doté d'un **indicateur de semaines** qui vous fournit une estimation de la date de conception. Ce renseignement s'affiche sur l'écran en même temps que le résultat « Enceinte ».

- Le résultat apparaît à l'écran après **trois minutes.**
- Le résultat « Enceinte » peut être affiché avant le résultat de l'indicateur de semaines. **Patiencez encore** jusqu'à ce que le sablier cesse de clignoter pour lire le résultat de l'indicateur de semaines. Cela peut prendre jusqu'à trois minutes.
- Certains résultats peuvent apparaître en moins d'une minute.
- Votre résultat restera affiché à l'écran pendant 24 heures environ.
- Si votre résultat est « Enceinte », vous devez consulter votre médecin, qui pourra vous conseiller sur les étapes suivantes. Votre médecin calculera le stade de votre grossesse en fonction du premier jour de vos dernières règles.
- La conception survient deux semaines environ avant le début de vos prochaines règles. L'indicateur de semaines vous fournit une estimation de la date de conception.

- L'indicateur de semaines est précis à 93 % pour l'estimation de la date de conception. L'estimation s'appuie sur la concentration de l'hormone de grossesse hCG (hormone gonadotrophine chorionique humaine) dans votre urine. La concentration de l'hormone hCG varie d'une femme à l'autre; c'est pourquoi l'indicateur de semaines peut parfois donner des résultats erronés. Le résultat « Enceinte »/« Pas enceinte » est précis à plus de 99 % lorsque le test est effectué à compter de la date prévue de vos règles.

Erreurs de test

Veillez lire la section sur les « Erreurs de test » si vous avez utilisé le bâtonnet de test et que l'écran n'affiche aucun des résultats mentionnés sur cette page.

Comment interpréter les résultats

Résultats	Laps de temps depuis la conception	Comment votre médecin déterminera le stade de votre grossesse (selon un cycle de 28 jours*)
Not Pregnant Pas enceinte	Votre résultat est « Pas enceinte » reportez-vous à la question 12 de la section Questions et réponses.	-
Pregnant Enceinte 1-2	Votre résultat est « Enceinte » et la conception s'est produite il y a environ 1 à 2 semaines.	3 à 4 semaines
Pregnant Enceinte 2-3	Votre résultat est « Enceinte » et la conception s'est produite il y a environ 2 à 3 semaines.	4 à 5 semaines
Pregnant Enceinte 3+	Votre résultat est « Enceinte » et la conception s'est produite il y a plus de 3 semaines.	5 semaines et plus

* Votre médecin déterminera le stade de votre grossesse en se basant sur le premier jour de vos dernières règles et non sur le moment de la conception.

QUESTIONS ET RÉPONSES

- 1 **Comment fonctionne le test de grossesse Clearblue® Advanced?** Lorsque vous êtes enceinte, votre organisme sécrète l'hormone de grossesse hCG (hormone gonadotrophine chorionique humaine). La concentration de l'hormone hCG dans votre organisme augmente et tout début de grossesse. Clearblue® est capable de détecter des quantités infimes de cette hormone dans votre urine. (La sensibilité de ce test est de 25 mIU/ml.) L'indicateur de semaines vous fournit une estimation de la date de conception en fonction de la concentration de l'hormone hCG dans votre urine.
- 2 **Quelle est la précision du Test de grossesse Clearblue® Advanced pour détecter la grossesse?** Selon des tests en laboratoire, le Test de grossesse Clearblue® Advanced s'est avéré précis à plus de 99 % pour détecter si vous êtes enceinte ou non lorsqu'il est utilisé dès la date présumée de vos règles. Cependant, si vous effectuez le test avant la date présumée de vos règles et que vous obtenez le résultat « Pas enceinte », il est toutefois possible que vous le soyez. Reportez-vous à la question 4.
- 3 **Quelle est la fiabilité du test de grossesse Clearblue® Advanced avec indicateur de semaines?** L'indicateur de semaines est précis à 93 % pour l'estimation de la date de conception. L'estimation est établie en fonction de la concentration de l'hormone hCG dans votre urine. La concentration de l'hormone hCG varie d'une femme à l'autre; c'est pourquoi l'indicateur de semaines peut parfois donner des résultats erronés. L'indicateur de semaines s'est avéré exact avec la date déterminée lors de la première échographie (11 à 13 semaines) dans 97 % des cas. Selon une étude menée auprès de 187 femmes ayant comparé leurs résultats (1-2, 2-3, 3+ semaines depuis la date de la conception) à la date déterminée lors de la première échographie. Si le test est effectué plus de six semaines après la date de la conception, l'indicateur de semaines peut donner des résultats inattendus. Cela s'explique par le fait que la concentration de l'hormone hCG dans l'urine est trop élevée pour que le test puisse donner une estimation précise de la date de la conception.
- 4 **Quand puis-je faire un test avec le Test de grossesse Clearblue® Advanced?** Le Test de grossesse Clearblue® Advanced peut être utilisé jusqu'à quatre jours avant la date présumée de vos règles. Cependant, si vous faites un test avant la date présumée de vos règles et que vous obtenez le résultat « Pas enceinte », il est toutefois possible que vous le soyez. Reportez-vous au tableau ci-dessous qui illustre les résultats d'essais cliniques avec le Test de grossesse Clearblue® Advanced effectués avec des échantillons d'urine de femmes dont la grossesse était au stade précoce.

Si vous obtenez un résultat « Pas enceinte », mais que vous croyez être enceinte, reportez-vous à la question 12.

- Pour déterminer quand vos règles devraient commencer, calculez la durée habituelle de votre cycle en comptant le nombre de jours à partir du premier jour de vos règles jusqu'au jour qui précède le début de vos règles suivantes.
- Si votre cycle est irrégulier, vous devriez attendre que s'écoule la durée de votre cycle le plus long au cours des derniers mois avant de faire un test.
 - Si vous ne connaissez pas la date de vos prochaines règles, nous vous conseillons d'attendre du moins 19 jours suivant votre dernier rapport sexuel non protégé.
- 5 **Certains médicaments ou certains états pathologiques peuvent-ils avoir une incidence sur le résultat?**
 - Lisez toujours la notice du fabricant des médicaments que vous prenez avant d'effectuer un test.
 - Les médicaments d'infertilité contenant l'hormone hCG peuvent fausser les résultats (ces traitements sont habituellement administrés par injection et un test effectué trop peu de temps après l'injection peut donner un faux résultat « Enceinte »).
 - D'autres traitements d'infertilité (comme le citrate de clomifène), les analogiques et les contraceptifs hormonaux (p. ex. la pilule contraceptive) ne devraient pas nuire au résultat.
 - Si vous avez récemment arrêté de prendre un contraceptif hormonal ou si vous prenez un traitement d'infertilité comme du citrate de clomifène, votre cycle peut être irrégulier, ce qui peut vous amener à effectuer le test trop tôt.
 - Si vous avez été enceinte récemment (même si la grossesse n'a pas été menée à terme), il est possible que vous obtenez un faux résultat « Enceinte ».
 - Si vous êtes en période de ménopause ou que vous vous en approchez, vous pouvez obtenir un faux résultat « Enc

et si l'indicateur de semaines continue à afficher un nombre de semaines inférieur au précédent, veuillez vous reporter à la question 12.

- 11 **J'ai effectué le test auparavant et le résultat indiquait « Enceinte », mais j'ai de nouveau effectué le test et le résultat indiquait « Pas enceinte », ou j'ai eu mes règles. Qu'est-ce que cela signifie?** Bien que le test soit précis à plus de 99 % pour détecter l'hormone de grossesse à compter de la date prévue de vos règles, il est possible d'obtenir un résultat « Enceinte » pour découvrir plus tard que vous n'êtes pas enceinte (p.ex. vous pouvez éventuellement obtenir un résultat « Pas enceinte », ou vous pouvez avoir vos règles). Cela peut être causé par une fausse-couche aux premiers stades de la grossesse, également connu sous le nom de « fausse-couche en tout début de grossesse », qui est malheureusement un phénomène commun, puisque environ 1 grossesse sur 4 se termine en fausse-couche en tout début de grossesse. Si vous obtenez des résultats inattendus, consultez votre médecin.
- 12 **J'ai effectué le test il y a une semaine et le résultat indiquait « Enceinte ». J'ai de nouveau effectué le test, et le nombre de semaines depuis la conception est inférieur au précédent d'après l'indicateur de semaines. Que dois-je faire?** Si vous avez effectué le test en suivant les instructions et en utilisant la première urine du matin dans les deux cas, et que l'indicateur de semaines a donné des résultats inattendus, vous devez consulter votre médecin.
- 13 **Mon test m'indique « Pas enceinte ». Que dois-je faire?** Il est possible que vous ne soyez pas enceinte, ou que la concentration de l'hormone de grossesse soit trop faible pour être détectée, ou vous avez peut-être mal calculé la date à laquelle vos règles devaient commencer. Si vous avez fait un test avant la date prévue de vos règles, refaites un test à la date présumée de vos règles.
 - Si vos règles sont en retard, refaites un test dans trois jours. Si vous obtenez un résultat « Pas enceinte » et que vos règles n'ont pas encore commencé, consultez votre médecin.

ERREURS DE TEST

Erreur d'utilisation - une erreur s'est produite lors du test.

- La raison peut être la suivante :
- La tige absorbante n'a pas été maintenue orientée vers le bas ou le test n'a pas été posé à plat après l'absorption d'urine;
 - La tige absorbante a été imbibée de trop ou trop peu d'urine.

Nous vous conseillons de refaire un test, en utilisant un nouveau bâtonnet de test et en prenant soin de suivre les instructions.

Absence de résultats - le test n'a pas fonctionné tel que prévu. Vous n'avez peut-être pas suivi les instructions. Vous devez effectuer un nouveau test. Veuillez suivre scrupuleusement les instructions.

PROCÉDURES POUR JETER VOTRE TEST

Retirez la pile avant de jeter votre bâtonnet de test. Vous devez disposer de la pile selon les procédures de recyclage appropriées. Pour retirer la pile, insérez une pièce de monnaie dans la fente à l'extrémité du bâtonnet de test et tournez-la pour briser et ouvrir l'endos du bâtonnet de test. Si vous ne voyez pas la pile, glissez le support de pile dans le sens de la flèche pour procéder au retrait de celle-ci. **Attention** : ne démontez pas la pile, ne la rechargez pas et ne la jetez pas au feu.

