

# Clearblue®

## Test de grossesse

### DÉTECTION RAPIDE

- Clearblue® Rapid Détection rapide est précis à plus de 99 % dès la date prévue de vos règles.
  - Clearblue® Rapid Détection rapide peut être utilisé jusqu'à 5 jours avant l'absence de vos règles.
- Veillez lire attentivement ce feuillet avant de faire un test.**

#### Avant de commencer

Ayez à la portée de la main une montre ou une horloge au moment de faire un test.

#### 1 EFFECTUER UN TEST

Si vous effectuez le test à compter de la date prévue de vos règles, vous pouvez le faire à n'importe quel moment de la journée. Si vous effectuez le test avant la date prévue de vos règles, utilisez la première urine au réveil.

- Lorsque vous êtes prête à faire un test, retirez le bâtonnet-test de l'emballage d'aluminium et enlevez le capuchon bleu. Utilisez le test immédiatement.

#### FAITES LE TEST DANS VOTRE URINE

Vous pouvez faire le test directement sous votre jet d'urine **ou** dans un échantillon d'urine que vous aurez recueilli dans un récipient propre et sec.

- Maintenez la tige indicatrice de couleur orientée vers le bas sous votre jet d'urine **ou** immergez-la

Capuchon

Tige indicatrice de couleur



dans l'urine recueillie, pendant **5 secondes** entières comme sur l'illustration.

- La tige indicatrice de couleur deviendra rapidement rose, indiquant que l'urine est absorbée. **Vous devez maintenir la tige indicatrice de couleur dans l'urine pendant toute la durée des 5 secondes.**



Vous devez maintenir la tige indicatrice de couleur dans l'urine pendant toute la durée des 5 secondes.



Commencez à compter les 5 secondes dès que vous voyez la tige indicatrice de couleur devenir rose.

Jet d'urine

OU

Échantillon recueilli

- Maintenez la tige indicatrice de couleur orientée vers le bas ou déposez le bâtonnet-test à plat jusqu'à ce que vous soyez prête à lire le résultat et qu'une ligne bleue soit apparue dans la fenêtre de contrôle.
- Vous pouvez remettre le capuchon.

Reportez-vous à la **question 7** si la tige indicatrice de couleur n'est pas devenue entièrement rose.

#### 2 ATTENDRE 3 MINUTES.

**Lorsque le test commence à faire l'analyse, vous constaterez l'apparition de lignes bleues.**

Fenêtre de résultat

Fenêtre de contrôle



#### 3 LECTURE DU RÉSULTAT

Vous pouvez maintenant lire votre résultat dans la fenêtre de résultat.

**Il doit y avoir une ligne bleue dans la fenêtre de contrôle lorsque vous faites la lecture de votre résultat. Cette ligne indique que le test a bien fonctionné.**

Un résultat « Enceinte » peut apparaître en 1 minute si vous effectuez le test à compter de la date d'absence des règles (soit le lendemain de la date prévue des règles qui ne se sont pas manifestées).

Attendez jusqu'à la fin des 3 minutes pour confirmer qu'il s'agit d'un résultat « Pas enceinte » ou lorsque vous effectuez le test avant l'absence de règles (reportez-vous à la **question 11**).

Si aucune ligne bleue n'apparaît dans la fenêtre de contrôle dans les **10 minutes**, c'est que le test n'a pas fonctionné (reportez-vous à la **question 8**).

Pas enceinte

Enceinte



Si vous obtenez un résultat « Pas enceinte », reportez-vous à la **question 13** de la section Questions et réponses.



Figure A



Figure B



Figure C

Si vous obtenez un résultat « Enceinte », reportez-vous à la **question 14** de la section Questions et réponses.

**Peu importe si l'une des deux lignes qui forment le symbole « + » est plus pâle ou plus foncée que l'autre; le résultat reste « Enceinte ».**

**IMPORTANT!** Lisez votre résultat dans les **10 minutes** suivant l'exécution d'un test. Ne tenez pas compte de tout changement du résultat après ce laps de temps.

Si vous êtes toujours incertaine de votre résultat, reportez-vous à la **question 9** pour plus de détails.

## Questions et réponses

- 1 Quel est le degré de précision du test Clearblue® Rapid Détection rapide?**  
Des tests en laboratoire ont montré que le test Clearblue® Rapid Détection rapide est précis à plus de 99 % lorsque le test est effectué à compter de la date prévue de vos règles.
- 2 Comment fonctionne le test Clearblue® Rapid Détection rapide?**  
Lorsque vous êtes enceinte, votre organisme sécrète l'hormone de grossesse hCG (hormone gonadotrophine chorionique humaine). Le taux de l'hCG présente dans votre corps augmente au cours des premières étapes de la grossesse. Le test Clearblue® Rapid Détection rapide peut détecter des quantités infimes de cette hormone dans votre urine (la sensibilité de ce test est de 25 mIU/ml).
- 3 Quand puis-je faire un test Clearblue® Rapid Détection rapide?**  
Le test Clearblue® Rapid Détection rapide peut être utilisé jusqu'à 5 jours avant l'absence de vos règles (ce qui correspond à 4 jours avant la date prévue de vos règles). Si vous effectuez le test avant la date prévue de vos règles et obtenez le résultat « Pas enceinte », il est tout de même possible que vous soyez enceinte. Reportez-vous au tableau ci-dessous pour connaître les résultats des essais cliniques effectués avec Clearblue® Rapid Détection rapide sur des échantillons prélevés en tout début de grossesse.

Test précoce	
Nombre de jours avant la date prévue des règles	% d'échantillons de femmes enceintes donnant le résultat « Enceinte »
-1	98 %
-2	97 %
-3	88 %
-4	56 %

- 4 Dois-je utiliser un échantillon de la première urine du matin?**  
Si vous faites un test avant la date prévue de vos règles, nous vous conseillons de faire le test avec la première urine au réveil. Autrement, vous pouvez faire un test à n'importe quel moment de la journée. Évitez de boire trop de liquide avant de faire un test.
- 5 Ne suis pas certaine de la date de mes prochaines règles. Comment savoir si je fais le test au bon moment?**  
Pour déterminer la date prévue de vos règles, calculez la durée habituelle de votre cycle en comptant le nombre de jours à partir du premier jour de vos menstruations jusqu'au jour qui précède vos prochaines règles.
- Si vos cycles sont irréguliers, tenez compte de votre cycle le plus long au cours des derniers mois avant d'effectuer le test.
  - Si vous ne connaissez pas du tout la date prévue de vos règles, nous vous recommandons d'effectuer le test au moins 19 jours après votre dernier rapport non protégé.
  - Si le résultat indique « Pas enceinte », et si vous soupçonnez malgré tout une grossesse, reportez-vous à la question 13.
- 6 Certains médicaments ou certains états pathologiques peuvent-ils avoir une incidence sur le résultat?**
- Avant d'effectuer un test, lisez toujours les instructions du fabricant concernant les médicaments que vous prenez.
  - Les inducteurs d'ovulation contenant l'hormone hCG peuvent fausser les résultats. Ces traitements sont habituellement administrés par injection et un test effectué trop rapidement après l'injection peut donner un faux résultat « Enceinte ».
  - D'autres traitements de l'infertilité (comme le citrate de clomifène), les analgésiques et les contraceptifs hormonaux (p. ex. la pilule contraceptive) ne devraient pas nuire au résultat.
  - Si vous avez récemment arrêté de prendre un contraceptif hormonal ou si vous prenez un traitement de l'infertilité comme du citrate de clomifène, votre cycle peut être irrégulier, ce qui peut vous amener à effectuer le test trop tôt.
  - Si vous avez été enceinte récemment (même si la grossesse n'a pas été menée à terme), il est possible que vous obteniez un faux résultat « Enceinte ».
  - Une grossesse extra-utérine, un kyste de l'ovaire, la ménopause ou de très rares états pathologiques peuvent fausser le résultat.
  - Si vous obtenez un résultat « Enceinte », il est possible que vous découvriez plus tard que vous n'êtes pas enceinte en raison d'une fausse couche pouvant survenir en tout début de grossesse.
- Si vous obtenez des résultats inattendus, il est conseillé d'en parler à votre médecin.
- 7 J'ai utilisé le test de grossesse, mais la tige indicatrice de couleur n'est pas devenue entièrement rose. Que dois-je faire?**  
Si la tige indicatrice de couleur n'est pas devenue entièrement rose, vous n'avez peut-être pas imbibé la tige d'assez d'urine. Cependant, s'il y a une ligne bleue dans la fenêtre de contrôle dans les 10 minutes après avoir effectué le test, c'est que le test a fonctionné. Si aucune ligne n'apparaît dans la fenêtre de contrôle dans les 10 minutes après avoir fait un test, reportez-vous à la question 8.

- 8 J'ai utilisé le test de grossesse, mais aucune ligne bleue n'est apparue dans la fenêtre de contrôle. Que dois-je faire?**  
S'il n'y a aucune ligne bleue dans la fenêtre de contrôle dans les 10 minutes après avoir effectué le test, cela signifie que le test n'a pas fonctionné. Il est possible que :
- La tige indicatrice de couleur n'a pas été maintenue orientée vers le bas ou le bâtonnet-test n'a pas été posé à plat après l'imbibition d'urine.
  - La tige absorbante a été imbibée de trop ou trop peu d'urine.
- Vous devez imbibé la tige pendant 5 secondes.**
- Refaites un test en utilisant un nouveau bâtonnet-test et prenez soin de suivre attentivement des directives. Si vous le préférez, recueillez un échantillon de votre urine dans un récipient propre et sec et immergez seulement la tige indicatrice de couleur pendant 5 secondes seulement.
- 9 Que dois-je faire si je suis incertaine du résultat?**
- Si une ligne bleue apparaît dans la fenêtre de contrôle et le signe « + » dans la fenêtre de résultat dans les 10 minutes après avoir effectué le test, votre résultat est « Enceinte ».
- L'apparence des lignes qui forment le symbole « + » dans la fenêtre de résultat peut varier, toutefois, la largeur des lignes qui forment le symbole « + » et la largeur de la ligne dans la fenêtre de contrôle doit être similaire (voir les figures A à C).

### Figure A

Cette figure signifie un résultat « Enceinte ». Cela est plus probable lorsque vous effectuez un test avant la date prévue de vos règles lorsque le taux de l'hCG est relativement faible.

### Figure B

Cette figure n'est pas anormale lorsque vous êtes enceinte et que vous effectuez un test aux environs de la date prévue de vos règles ou le jour même de la date prévue de vos règles, car le taux de l'hCG peut encore être relativement faible.

### Figure C

Cette figure apparaît dans le cas où vous êtes enceinte et que vous avez effectué le test plusieurs jours après la date prévue de vos règles, lorsque la concentration de l'hormone hCG est plus élevée. Si vous êtes toujours incertaine de votre résultat, vous devriez attendre au moins trois jours avant de refaire un test. Assurez-vous de bien suivre les directives.

- Si une ligne bleue apparaît dans la fenêtre de contrôle et le signe « - » dans la fenêtre de résultat dans les 10 minutes après avoir effectué le test, votre résultat est « Pas enceinte ». Si vous obtenez un résultat « Pas enceinte » et que vous pensez être enceinte, reportez-vous à la question 13.
- 10 Y a-t-il des facteurs pouvant influencer sur la précision du résultat?**  
Si vous faites le test avant la date prévue de vos règles, le degré de précision du test Clearblue® Rapid Détection rapide sera plus faible. Si vous ne respectez pas les durées prescrites au moment de faire le test d'urine, le résultat pourrait ne pas être fiable. Cependant, si une ligne bleue apparaît malgré tout dans la fenêtre de contrôle au plus tard 10 minutes après la réalisation du test, alors le résultat est fiable. Si vous obtenez des résultats inattendus de façon répétée, vous devriez consulter votre médecin. Reportez-vous également à la question 6.
- 11 Quand puis-je lire le résultat?**  
Un résultat « Enceinte » peut apparaître en seulement 1 minute si vous effectuez le test à compter de la date d'absence des règles (soit le lendemain de la date prévue des règles qui ne se sont pas manifestées). Vérifiez qu'il y a bien une ligne bleue dans la fenêtre de contrôle lorsque vous faites la lecture de votre résultat. Vous devez attendre 3 minutes pour confirmer un résultat « Pas enceinte » ou lorsque vous effectuez le test avant la date prévue de vos règles. Si aucune ligne bleue n'est apparue dans la fenêtre de contrôle après 10 minutes, le test n'a pas bien fonctionné (reportez-vous à la question 8).
- 12 Pendant combien de temps le résultat restera-t-il affiché?**  
Le résultat restera affiché de 3 à 10 minutes. Ne tenez pas compte de tout changement du résultat après 10 minutes.
- 13 Mon test indique que je ne suis pas enceinte. Que dois-je faire?**  
Il est possible que vous ne soyez pas enceinte, que la concentration de l'hormone de grossesse ne soit pas encore assez élevée pour être détectée ou que vous ayez mal calculé la date prévue de vos règles.
- Si vous avez fait un test avant la date prévue de vos règles, refaites un test à la date prévue de vos règles.
  - Si vos règles sont en retard, attendez 3 jours et refaites un test. Si vous obtenez à nouveau le résultat « Pas enceinte » et si vous n'avez toujours pas eu vos règles, consultez votre médecin.
- 14 Mon test indique que je suis enceinte. Que dois-je faire?**  
Si votre test indique que vous êtes enceinte, vous devriez consulter votre médecin qui pourra vous conseiller sur les étapes suivantes.

[www.clearblue.com](http://www.clearblue.com)

Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h, HNE.

1-888-698-5039

Les numéros de lot [LOT] à l'intérieur et sur l'emballage sont nécessaires pour traiter votre demande. Les appels sont enregistrés à des fins de formation et de contrôle de la qualité.

Santé Canada conseille aux femmes enceintes d'éviter de consommer de l'alcool pendant la grossesse parce que les effets de l'alcool peuvent poser un risque au bébé, comme le Syndrome d'alcoolisme foetal (SAF). Vous trouverez de plus amples renseignements sur [www.hc-sc.gc.ca](http://www.hc-sc.gc.ca).

Fabriqué en RPC. Emballé aux États-Unis.  
Fabricant : SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH (SPD),  
Route de St Georges 47, 1213 Petit-Lancy, Genève, Suisse.  
Clearblue est une marque de commerce de SPD. © 2015 SPD. Tous droits réservés.

Pour en savoir plus ou pour obtenir des informations ou des conseils au sujet de la grossesse, veuillez visiter notre site Internet au :

[www.clearblue.com](http://www.clearblue.com)

Ce produit est destiné à un usage à domicile.

Ne pas réutiliser.

Conservé entre 2 et 30 °C

Laissez reposer à la température ambiante pendant 30 minutes avant l'utilisation si le test est conservé au réfrigérateur

Tenir hors de la portée des enfants.

Pour usage diagnostique in vitro.

Jeter avec les ordures ménagères habituelles.

Ne pas utiliser si la pochette protectrice est endommagée.

Ne pas utiliser le bâtonnet-test si la date de péremption est dépassée.